



**EUROP-ARM**  
Depuis 1973

## Collier de repérage sonore NUM'AXES Canibeeep Pro

<https://www.europarm.fr/fr/produit-14249-Collier-de-reperage-sonore-NUM-AXES-Canibeeep-Pro>



**NUM'AXES**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Piles	Coloris	Prix public conseillé
NUM450	Canibeeep Pro	Vente libre	CR123	Jaune	114,00 € TTC

**Le sonnaillon Canibeeep Pro permet de suivre à l'oreille la quête des chiens d'arrêt, en sous-bois ou dans d'autres milieux couverts, aussi aisément qu'en les voyant évoluer en plaine.**

Collier étanche à l'immersion. 4 sons différents pour différencier 4 chiens.

2 modes de fonctionnement :

- En mouvement : émet un beep toutes les 10 secondes pour bien suivre les évolutions du chien ou n'émet aucun son en fonction du réglage effectué.
- A l'arrêt : émet un beep quand le chien marque l'arrêt puis régulièrement tant qu'il est à l'arrêt

Composition du colis : 1 collier de repérage sonore avec sangle, 1 pile CR 123 A, 1 clé magnétique, 1 tournevis de réglage.

1 guide d'utilisation

Nous vous conseillons d'utiliser le collier de repérage sonore Canibeeep Pro sur un chien âgé d'au moins 6 mois.

Eduquez votre chien au son du Canibeeep Pro : dans un 1er temps, la puissance sonore peut éventuellement apeurer le chien.

Pour l'accoutumer au collier, baissez le volume sonore et votre chien se familiarisera progressivement avec le son.

Lorsque vous équipez votre chien du collier Canibeeep Pro, placez le diffuseur sonore vers le haut de sorte que le bruit ne soit pas trop près de ses oreilles.

La mise en marche, le changement de sonorité ou bien encore la sélection du mode de fonctionnement se font de manière plus aisée avant la pose du collier autour du cou du chien.

Si vous décidez d'entraîner plusieurs chiens en même temps, nous vous conseillons de programmer chaque collier avec un son distinct de façon à reconnaître les chiens (4 sons au choix sur chaque collier).

Nous recommandons de ne pas mettre le collier sur un chien en mauvaise santé (problèmes cardiaques, épilepsie ...) ou ayant des troubles du comportement.

Avant la mise en place du collier, il est recommandé de faire examiner votre chien par un vétérinaire afin de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indications.

Composition du colis :

- 1 collier de repérage sonore jaune équipé d'une sangle jaune fluo
- 1 pile lithium 3 Volts CR 123 A
- 1 clé magnétique (aimant)
- 1 tournevis de réglage
- 1 guide d'utilisation

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*